


NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX N82		Data: 17/05/2023 Rev: 00	
FABBRICANTE REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com			
		Imballo	
	Cod./Taglie	Confezione	Cartone
	N82/XS	8032891630341	8032891635346
	N82/S	8032891630358	8032891635353
	N82/M	8032891630365	8032891635360
	N82/L	8032891630372	8032891635377

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale:** nitrile ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ **Colore:** rosa ■ **Finitura:** internamente clorinato; esternamente dita testurizzate ■ **Imballo:** 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone ■ **ISO 2859:** AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI
Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4
 (GND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE)

Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori

Reg UE 2016/425 - EN 420:2003 + A1 2009

DIMENSIONI		
Cod./Taglia	Lungh. min (mm)	Largh. (±5 mm)
N82/XS (6)	240	85
N82/S (7)	240	95
N82/M (8)	240	105
N82/L (9)	240	115

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.06
--------------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥ 6N
-------------------------	-------------------	------

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com